

**neoBox-81 im Sparpack!**



## Bestellen Sie jetzt die neoBox-81 Kryo-Aufbewahrungsbox im 6er Sparpack!

**Kryo-Aufbewahrungsboxen in leuchtenden Farben.**

- Unterteil neonfarbig mit alphanumerischer Fächereinteilung
- dicht schließender, übergreifender Stülpdeckel, transparent
- autoklavierbar und für Tiefkühlschränke geeignet
- Fächereinteilung 9 x 9 Reihen, 81 Stellplätze für Gefäße bis 12,5 mm Ø

**Material:** Polypropylen

**Temperaturbeständigkeit:** -90°C bis +121°C

**Maße:** 131 x 131 x 45 mm (L x B x H)

Das praktische 6er Set besteht aus je 1 Box in transparent, gelb, grün, pink, blau und orange.

Best.-Nr.	Farbe	VE	Preis
2-2916	6er Set, farbig sortiert	6 St./Pack	25,00 EUR

**11 % gespart!\***



\* Im Vergleich zum Preis von 6 Boxen einzeln (2-2910 bis 2-2915).

Preise freibleibend. Es gelten unsere AGB und unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Großmengen auf Anfrage.

neoLab Migge Laborbedarf-Vertriebs GmbH, Rischerstr. 7-9, 69123 Heidelberg  
Tel. 06221 / 84 42-0 info@neolab.de www.neolab.de

Berlin Tel. 030/308745-0 · München Tel. 089/356188 -0