

QuickFix Nachfüllpack 5516 Blood Stopper



QuickFix Nachfüllpack 5516 mit 45 Blood Stopper Pflasterstrips (72 x 25 mm). Pflaster mit blutstillender Wirkung. Durch die Alginatfasern zwischen den Vliesstofffasern der Wundauflage entsteht in deren Innerem ein künstliches Gerinnsel (Gel), das die Blutung innerhalb von einer bis zwei Minuten stillt und für optimale Feuchtigkeitsbedingungen sorgt.

- Abmessungen Pflasterstrips (H x B): 72 x 25 mm

Produkt-Eigenschaften

- blutstillend
- mit Alginatfasern
- verbesserte Schutzwirkung
- unterstützt den Heilungsprozess

Artikel-Nr.: **5516**