

Medizinische / Schutzbrille / 5X7 MED

5X7 Med - Clear Plus

Code: MDU5007

Datum: 18-03-21 1/2

5X7 wurde für eine perfekte Passform auch in Kombination mit Korrektionsbrillen entwickelt. Das stabile Gestell in Kombination mit den einstellbaren Bügeln und der exklusiven SoftPad- Technologie sorgt für einen festen Sitz und besten Tragekomfort auch unter extremen Bedingungen.



Markierung Rahmen (EU)

Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

Markierung Scheibe

2C-1.2 U 1 FT KN CE

Bedingungen für die Verwendung

geringe Helligkeit, Standard-Helligkeit

Farbe der Gläser

Klar

Rahmentechnologien

Einstellung der Bügel in der Länge, Überbrille, Bügelende aus Gummi, SoftPad, Bügelende mit Kippbewegung

Linsentechnik

Anti-Kratz + Anti-Beschlag (KN - Vanguard PLUS), UV400

Material der Gläser

Polycarbonat

Rahmenfarbe

White/Blue

Normen

EN166, EN170

Skalenummer

(2C-1.2)

Mechanische Festigkeit

Niedrige Schlagenergie (F)

Optische klasse

Optische Klasse (1)

Optionale Anforderungen

Widerstand gegen Stöße bei extremen Temperaturen -5°/+55° C (T), Beständigkeit gegen Beschlagen (N), Beständigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch kleine Teilchen (K)

Gewicht

37g

>> <https://www.univetsafety.com/de/products/medical/spectacles/5x7-med/5x7-med-clear-plus/>



01.

OBERER STIRNSCHUTZ

Garantiert Komfort und Stabilität mit Stoßschutzeffekt

02.

SEITENSCHUTZ

Für besseren peripheren Schutz auch in Kombination mit einer Korrektionsbrille

03.

BÜGELENDE AUS GUMMI MIT KIPPBEWEGUNG

Ermöglicht das Anliegen an den Schläfen, was einen perfekten Sitz gewährleistet

04.

LÄNGENVERSTELLUNG

Erlaubt es, die korrekte Passform zu erhalten und stets unter sicheren Bedingungen zu arbeiten

Achtung! Die Abbildungen auf dieser Seite illustrieren die Rahmentechnologien der jeweiligen Produktfamilie und könnten Rahmen- und Glasfarben darstellen, die nicht dem Produktcode des folgenden Blattes entsprechen.