



UNIVET Medizinische Vollsichtbrille 620U, klar - grau/schwarz



UNIVET Medizinische Vollsichtbrille 620U, klar - grau/schwarz

Die neue UNIVET Medizinische Vollsichtbrille 620U besteht aus innovativen Technologien wie z.B. die Weiche TPR Rahmen die für ein optimales Maß an Komfort sorgt. Die UNIVET Medizinische Vollsichtbrille 620U ist eine perfekte Mischung aus Ergonomie und Design. Die Sphärische Panoramascheibe sorgt für höchsten Leistungsanspruch. Zusätzliche Technologien der UNIVET Medizinische Vollsichtbrille 620U sind Exklusive UDC™ Beschichtung und Anspruchsvolles indirektes Belüftungssystem.

Produkt-Eigenschaften

- Innovative Technologie
- perfekte Mischung aus Ergonomie und Design
- Sphärische Panoramascheibe für höchsten Leistungsanspruch
- Weicher TPR Rahmen sorgt für ein optimales Maß an Komfort
- Exklusive UDC™ Beschichtung
- Anspruchsvolles indirektes Belüftungssystem
- Farbe Vollsichtbrille: Grau/Schwarz
- Gewicht: 88g

Scheiben-Eigenschaften

- Anti-Scratch
- Anti-Beschlag
- Farbe: Klar
- Material: Polycarbonat
- Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 U 1 BT KN CE

Normen / Zulassungen

- EN 166
- EN 170

Hersteller

- UNIVET

Artikel-Nr.: **620U-02-10**