

Plum Augenspülstation 4650 in Wandbox mit 2 Augenspülflaschen



Plum Augenspülstation 4650 in staubgeschützter Wandbox. Mit zwei Augenspülflaschen mit 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%), integriertem Piktogramm und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, an denen Staub und Schmutz entstehen (z. B. Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

PZN-Nr.: 4397448

- Maße Wandstation (H x B x T): 265 x 227 x 110 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Natriumchloridlösung (0,9%)

Augenspülflaschen mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern, wie z. B. Staub, Schmutz, Splitter o. ä.

Produkt-Eigenschaften

- Spüldauer ca. 10 Minuten
- einfache Handhabung
- ergonomische Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen
- benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen
- die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko
- die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar
- inklusive Wandhalterung & Piktogramm
- gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr.: **4650**