

Plum Augenspülstation 4816 in Wandbox mit 2 DUO Flaschen



Plum Augenspülstation 4816 für die gleichzeitige Spülung beider Augen in staubgeschützter Wandbox. Mit zwei Augenspülflaschen DUO mit je 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, an denen Fremdkörper (Staub, Schmutz, Splitter etc.) in das Auge gelangen können. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel und Piktogramm.

- PZN-Nr.: 6585272
- Maße Wandbox (H x B x T): 355 x 250 x 115 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Natriumchloridlösung (0,9%)

Augenspülflaschen mit 0,9% Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern, wie z. B. Staub, Schmutz, Splitter o. ä.

DUO Augenspülung für die gleichzeitige Spülung beider Augen

Mit den Plum Augenspülflaschen DUO wird ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn es können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden, ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlider durch den speziell entwickelten Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet.

Produkt-Eigenschaften

- Spüldauer ca. 10 Minuten
- einfache Handhabung
- ergonomische Augenschalen, die für einen effektiven Flüssigkeitsstrom sorgen
- benutzerfreundliches Design, durch das die Flaschen sich mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen
- die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt - bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko
- die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und die Produkte sind ca. 3 Jahre haltbar
- inklusive Wandhalterung und Piktogramm
- gemäß DIN EN 15154-4:2009

Artikel-Nr.: **4816**