

B-SAFETY Erste-Hilfe-Material DIN 13169

Erste-Hilfe-Material DIN 13169, 127-teilig. Bestehend aus:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
F001	Heftpflaster auf Spule 2,5 cm x 5 m, gemäß DIN 13019-A	2
F002	Wundschnellverband 10 x 6 cm (1 Set = 8 Stück), gemäß DIN 13019-E	2
F032	Pflaster-Set in einem Beutel, bestehend aus: 8x Pflasterstrip, 7,2 x 2,5 cm 4x Pflasterstrip, 7,2 x 1,9 cm 4x Fingerschnellverband, 12 x 2 cm 4x Fingerkuppenverband 4,5 x 5 cm	2
F031	Verbandpäckchen K=klein, 6 x 8 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-K	2
F003	Verbandpäckchen M=mittel, 8 x 10 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-M	6
F004	Verbandpäckchen G=groß, 10 x 12 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-G	2
F006	Verbandtuch, 60 x 80 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13152-A	2
F010	Wundkompressen, 10 x 10 cm, paarweise steril (1 Paar = 2 Stück), gemäß DIN 58953-2	6
F021	Augenkomresse 7 x 5 cm, einzeln steril	4
F014	Kälte-Sofortkomresse, mind. 200 cm ²	2
F009	Rettungsdecke 160 x 210 cm, silber/gold	2
F007	Elastische Fixierbinde 6 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB6	4
F008	Elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB8	4
F011	Dreiecktuch, Vlies, 136 x 96 x 96 cm, einzeln verpackt, gemäß DIN 13168-D	4
F012	Verbandschere 19 cm, mit Kunststoffgriffen, gemäß DIN 58279-B190	1
F025	Folienbeutel 30 x 40 cm	4
F030	Vliesstofftuch, 30 x 20 cm, mind. 15 g/m ² , Beutel mit 5 Stück	2
F013	Vinyl-Schutzhandschuhe, AQL 1,5, Beutel mit 4 Stück, gemäß DIN EN 455-1	2
EH-ANL	Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis	1

**Normen / Zulassungen:**

DIN 13169

Artikel-Nr.	Inhalt	PG	Preis / Stück (ab 1 Stück)	Preis / Stück (ab 10 Stück)
BR 360 969	DIN 13169	83	19,75 €	17,15 €