



B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer STANDARD - Inhalt gemäß ÖNORM Z1020 Typ I



B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer STANDARD - Inhalt gemäß ÖNORM Z1020 Typ I

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer STANDARD aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar und mit Wandhalterung. Inklusive 90°-Arretierung zum Offenhalten des Koffers an der Wand!

Produkt-Eigenschaften

- Material: ABS-Kunststoff, schlagfest, bruchsicher
- Farbe: orange
- Montageart: Wandaufbau, inkl. Wandhalterung
- Abmessungen (B x H x T): 260 x 170 x 110 mm

Erste-Hilfe-Material ÖNORM Z1020 Typ I, 62-teilig. Bestehend aus

- 1x F001-A = Heftpflaster auf Spule 2,5 cm x 5 m, mit Schutzring, gemäß DIN 13019-A
- 6x F002-A = Wundschnellverband 10 x 6 cm, einzeln verpackt, gemäß DIN 13019-E
- 20x F031-A = Pflasterstrip, 6 x 1,9 cm, einzeln verpackt
- 2x F032-A = Fingerschnellverband, 3 x 3 cm, einzeln verpackt
- 2x F003 = Verbandpäckchen M=mittel, 8 x 10 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-M
- 2x F004 = Verbandpäckchen G=groß, 10 x 12 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-G
- 1x F005 = Verbandtuch, 60 x 40 cm, einzeln steril
- 6x F010-A = Wundkompressen, 10 x 10 cm, einzeln steril



- 1x F009 = Rettungsdecke 160 x 210 cm, silber/gold
- 2x F007 = Elastische Fixierbinde 6 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB6
- 2x F008 = Elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB8
- 2x F027 = Elastische Fixierbinde 10 cm x 4 m, cellophaniert
- 2x F011-A = Dreiecktuch, Vlies, einzeln verpackt, gemäß ÖNORM K2122
- 1x F012 = Verbandsschere 19 cm, mit Kunststoffgriffen, gemäß ÖNORM K2122
- 1x F055-A = Splitterpinzette 8 cm, rostfrei
- 1x F056 = Einmal-Notfallbeatmungshilfe, gemäß DIN 13154
- 6x F013-A = Vinyl-Schutzhandschuhe, AQL 1,5, in einem Beutel verpackt, gemäß DIN EN 455-1
- 2x F057 = Lederfingerlinge mit Haltebändern
- 1x EH-ANL = Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis

Normen / Zulassungen

- ÖNORM Z1020 Typ I

Artikel-Nr.: **BR362021**