



B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC - Inhalt gemäß DIN 13169



B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC - Inhalt gemäß DIN 13169

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchstark, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar und mit Wandhalterung. Inklusive 90°-Arretierung zum Offenhalten des Koffers an der Wand!

Produkt-Eigenschaften

- Material: ABS-Kunststoff, schlagfest, bruchstark
- Farbe: orange
- Montageart: Wandaufbau, inkl. Wandhalterung
- Abmessungen (B x H x T): 310 x 210 x 130 mm

Erste-Hilfe-Material DIN 13169, 127-teilig. Bestehend aus

- 2x F001 = Heftpflaster auf Spule 2,5 cm x 5 m, gemäß DIN 13019-A
- 2x F002 = Wundschnellverband 10 x 6 cm (1 Set = 8 Stück), gemäß DIN 13019-E
- 2x F032 = Pflaster-Set in einem Beutel, bestehend aus:
 - 8x Pflasterstrip, 7,2 x 2,5 cm
 - 4x Pflasterstrip, 7,2 x 1,9 cm
 - 4x Fingerschnellverband, 12 x 2 cm
 - 4x Fingerkuppenverband 4,5 x 5 cm



- 2x F031 = Verbandpäckchen K=klein, 6 x 8 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-K
- 6x F003 = Verbandpäckchen M=mittel, 8 x 10 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-M
- 2x F004 = Verbandpäckchen G=groß, 10 x 12 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13151-G
- 2x F006 = Verbandtuch, 60 x 80 cm, einzeln steril, gemäß DIN 13152-A
- 6x F010 = Wundkompressen, 10 x 10 cm, paarweise steril (1 Paar = 2 Stück), gemäß DIN 58953-2
- 4x F021 = Augenkomresse 7 x 5 cm, einzeln steril
- 2x F014 = Kälte-Sofortkomresse, mind. 200 cm²
- 2x F009 = Rettungsdecke 160 x 210 cm, silber/gold
- 4x F007 = Elastische Fixierbinde 6 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB6
- 4x F008 = Elastische Fixierbinde 8 cm x 4 m, cellophaniert, gemäß DIN 61634 FB8
- 4x F011 = Dreiecktuch, Vlies, 136 x 96 x 96 cm, einzeln verpackt, gemäß DIN 13168-D
- 1x F012 = Verbandschere 19 cm, mit Kunststoffgriffen, gemäß DIN 58279-B190
- 4x F025 = Folienbeutel 30 x 40 cm
- 2x F030 = Vliesstofftuch, 30 x 20 cm, mind. 15 g/m², Beutel mit 5 Stück
- 2x F013 = Vinyl-Schutzhandschuhe, AQL 1,5, Beutel mit 4 Stück, gemäß DIN EN 455-1
- 1x EH-ANL = Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis

Normen / Zulassungen

- DIN 13169

Artikel-Nr.: **BR364169**