



UNIVET Gesichtsvisier MDU7001 aus Acetat



Univet Gesichtsvisier MDU7001 aus Acetat

Univet Gesichtsvisier MDU7001 ist mit einem Stirnpolster aus weichem latexfreiem Schaumstoff ausgestattet. Die thermogeformte Acetatscheibe, die bis zu einem Winkel von 90° gekippt werden kann, ist leicht austauschbar und ermöglicht durch ihre Anti-Beschlag-Eigenschaften eine perfekte Sicht. Atemschutzmasken und Korrektionsbrillen sind mit der Verwendung des Visiers kompatibel.

Produkt-Eigenschaften

- Acetatvisier mit Anti-Beschlagbeschichtung
- Stirnpolster aus weichem latexfreiem Schaumstoff
- Verstellbares elastisches Band
- Bis klappbares Visier
- Zum Austausch entfernbares Visier
- Geeignet für kombinierten Einsatz mit Korrekturbrille und Mundschutz
- gemäß DIN EN 166

Artikel-Nr.: **MDU7001**